

## FICHA TÉCNICA

# Oper tape paper



### VARIANTES DE PRESENTACIÓN

- 0038100: Oper tape paper 1,25 cm x 5 m
- 0038101: Oper tape paper 2,5 cm x 5 m
- 0038102: Oper tape paper 5,0 cm x 5 m
- 0038106: Oper tape paper 1,25 cm x 9,1 m
- 0038107: Oper tape paper 2,5 cm x 9,1 m
- 0038108: Oper tape paper 5,0 cm x 9,1 m
- 0038109: Oper tape paper 7,5 cm x 9,1 m

### FINALIDAD TERAPÉUTICA

Está destinado a fijar todo tipo de apósitos, vendajes u otros dispositivos (cánulas, catéteres, sondas, tubos...) a la piel. Especialmente adecuado para pieles sensibles y/o para uso prolongado con múltiples cambios.

Está indicado en pacientes que necesitan este tipo de fijación de dispositivos a la piel; siendo utilizado por personal sanitario cualificado, en el ámbito hospitalario.

### DESCRIPCIÓN

Espardrapo de celulosa y poliéster, microporoso, hipoalergénico, versátil, no estéril.  
Presentación hospitalaria.

## MATERIALES

### Soporte:

Tejido no tejido de compuesto de celulosa/poliéster

### Adhesivo:

Adhesivo acrílico hipoalergénico

### Mandril:

Cartón

**“Producto transparente a los Rayos X”**

**“Producto exento de látex”**

## PROPIEDADES

### **Esparadrappo para aplicación en pieles sensibles**

El tejido sin tejer (T.N.T) así como el adhesivo hipoalergénico utilizado permite una aplicación sobre pieles sensibles.

### **Un tejido sin tejer de gran porosidad**

El adhesivo del **Oper tape paper** está aplicado sobre el tejido no tejido de celulosa mediante un proceso de producción avanzado, ofreciendo una alta permeabilidad al vapor de agua.

### **Presentación en varias medidas**

La amplia gama de medidas de **Oper tape paper** permite cubrir cualquier tamaño de compresa en una sola aplicación, facilitando así el trabajo del personal hospitalario.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### **Soporte (T.N.T Celulosa/Poliéster)**

PROPIEDADES	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	NORMA
<b>Gramaje</b>	g/m <sup>2</sup>	35	± 3,5	UNE-EN 29073-1

### **Soporte adhesivado (T.N.T Celulosa/Poliéster adhesivado)**

PROPIEDADES	UNIDAD	VALOR	NORMA
<b>Gramaje adhesivo</b>	g/m <sup>2</sup>	18 - 27	FINAT FTM 12
<b>Adhesividad</b>	N/25 mm	2 - 7	UNE-EN ISO 29862
<b>Fuerza desenrollado</b>	N/25 mm	1 - 6	UNE-EN 1944
<b>Permeabilidad (MVTR)</b>	g·m <sup>2</sup> ·24h <sup>-1</sup> a 37°C	>1100	UNE-EN 13726-2

## DIMENSIONES / ENVASADO

REFERENCIAS	DIMENSIONES	UNIDADES/ ESTUCHE	ESTUCHES/ CAJA	UNIDADES/ CAJA
0038100	1,25 cm x 5 m	24	45	1080
0038101	2,5 cm x 5 m	12	45	540
0038102	5,0 cm x 5 m	6	45	270
0038106	1,25 cm x 9,1 m	24	40	960
0038107	2,5 cm x 9,1 m	12	40	480
0038108	5,0 cm x 9,1 m	6	40	240
0038109	7,5 cm x 9,1 m	4	30	120

El producto se presenta en bobinas de 9,1 m y 5 m envasadas en estuches adaptados a su forma y agrupación.

Dichos estuches se agrupan a su vez en cajas de cartón para transporte modelo:

- Logo y razón social de la compañía
- Nombre y dimensiones del producto
- Código del producto
- Unidades
- Fecha de fabricación
- No contiene látex
- Marca CE
- Descripción del producto
- Código de identificación única
- Lote
- Fecha de caducidad
- Símbolos armonizados

## CONSERVACIÓN

Conservar el producto en condiciones habituales de material sanitario, en lugar fresco y seco y al abrigo de la luz.

## ADVERTENCIAS / RECOMENDACIONES

- aplicar sobre piel seca y limpia
- aplicar sin tensión
- evitar aplicar directamente sobre áreas que requieran esterilidad
- evitar recolocación