

FICHA TÉCNICA

Spare Spring, used with HF266R, HF478R, HF479R, HF483R (HF931R)



Características	Datos
Tipo de producto	Muelle de repuesto
Grupos de producto Aesculap	Manicura/pedicura
a utilizar con (code)	HF266R, HF478R, HF479R, HF483R
Disciplina	Cirugía de la mano, Cirugía pediátrica, Cirugía plástica, Cirugía general
Tipo de esterilización	no esterilizar de fábrica
Marcaje directo UDI	No
producto contiene LATEX	No
Type of Sterilizat. (Current)	no estéril
Caducidad	reutilizable