

Tapón Desinfectante Estéril Swabcap

UNA BARRERA A LAS INFECCIONES EN EL TORRENTE SANGUÍNEO

Desinfecta de forma pasiva y efectiva la superficie y el contorno de las válvulas de acceso venoso sin aguja.

- Compatible con todas las válvulas de acceso venoso con superficie plana.
- Tapón de plástico flexible, fabricado con material elastómero de grado médico (Santoprene). Con diseño material especial para evitar roces en la piel del paciente.
- El tapón contiene en su interior una pequeña esponja impregnada de alcohol isopropílico (70% IPA) como desinfectante.
- Desinfecta de forma pasiva la superficie y el contorno de las válvulas de acceso intravenoso sin aguja, actuando como barrera protectora a la contaminación. Facilita el cumplimiento de los protocolos de desinfección unificando el proceso y ahorrando tiempo a enfermería.
- Permite tener siempre el acceso listo para utilizar, ayudando a cumplir los protocolos sin el riesgo de olvidar realizar la técnica de desinfección adecuada.
- Exento de látex, conservantes y DEHP.
- Con estrías en la parte externa del envase y el tapón para facilitar su manipulación incluso con las manos húmedas.
- SwabCap si permanece colocado en la válvula desinfecta su superficie y contorno hasta 7 días.
- El diseño del tapón favorece el mantenimiento del alcohol evitando una posible evaporación prematura.
- Envase que cubre la totalidad del tapón garantizando la esterilidad también externa.
- Color naranja permite distinguir su cumplimiento.

.

DATOS PRODUCTO

- Unidad de venta: c/200 udes
- Caducidad: 2 años
- Método de esterilización: R
- Envase unitario estéril
- Medidas: Con envase estéril: 11 mm
Tapón: 10 mm
- Código: EM-SCXT3

