

GEL ULTRASONIDOS QUICK AZUL - ENVASE DE 5000 gr



DESCRIPCIÓN

Referencia: 99.800.21

Composición: Humectantes, correctores de pH, polímero, conservante derivado de Isotiazolinona, agua osmotizada, colorante azul.

Todos los productos son conformes a Directiva 76/768/CE para productos cosméticos.

Color: Azul.

pH: 7 ± 0.5 **Viscosidad:** ± 183.000 cps

Clasificación según RD 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE:

Clase I

GTIN-13: 8428763031710

Prestaciones:

SOLO PARA USO EXTERNO. NO CONTIENE FORMALDEHÍDO.

El QUICK-ECO GEL se produce en condiciones de vacío por esta razón está exento de microburbujas de aire. Es completamente hidrosoluble, inodoro, fácil de limpiar, no mancha y no engrasa. No contiene principios activos que puedan dañar los transductores de la sonda.

El QUICK-ECO GEL es de aspecto cristalino. Tiene un excelente poder de conducción de los ultrasonidos.

Está exento del efecto "hilo" al dosificarlo, no contiene formaldehído y su particular formulación favorece el movimiento de la sonda haciendo más fácil el trabajo del analista.

Precauciones: No se han detectado contraindicaciones en pruebas de irritación dérmica, citotoxicidad, sensibilidad según ISO 10993.

Antes de usar, revisar posible sensibilidad especial del paciente a alguno de los componentes.

No contiene látex.

Uso principal: Ecografía

Presentación: En ecotainers 5 litros de PE (para uso alimentario) con un frasco vacío de 250 ml. para rellenar.

Caducidad: Referirse a la etiqueta.

Almacenamiento: QUICK-ECO GEL LESSA no está sujeto a hidrólisis u oxidación en las condiciones normales de uso, un prolongado envejecimiento a temperaturas cercanas a 70 °C no ha mostrado ninguna alteración.