

SILICONA SEMIBLANDA



Descripción técnica

Silicona Semiblanda Rosa

Descripción General:

Silicona de poli-condensación en formato masilla, semi-blanda y de fácil manejo, especialmente formulada para aplicaciones en Podología. Ideal para la elaboración de ortesis paliativas y correctivas. Producto lavable y reutilizable.

Aplicaciones Principales:

- Confección de ortesis plantares paliativas y correctivas.
- Uso en consultas de podología y laboratorios ortopodológicos.
- Adecuada para técnicas combinadas con otras siliconas de la línea Fresco para variar durezas.

Características Técnicas:

Propiedad	Valor
Tipo de Curado	Poli-condensación con catalizador líquido o en pasta
Aspecto	Pasta no fluida
Color	Rosa claro
Dureza	Shore A 14-16
Elongación	245 %
Densidad	1.09 g/cm ³
Resistencia al Desgarro	5.2 kN/m
Módulo a 100 % (Modulus 100%)	0.56 MPa
Resistencia a la Presión	1.4 MPa
Compatibilidad	Mezclable con otras siliconas de poli-condensación Fresco para ajustar durezas
Reutilizable	Sí
Lavable	Sí

Modo de Uso:

1. Mezclar la silicona con el catalizador en proporción adecuada (líquido o en pasta).
2. Moldear según la aplicación deseada.
3. Dejar endurecer a temperatura ambiente.
4. Puede reutilizarse y lavarse tras su uso.

Presentación:

Masilla de silicona en envase sellado. Catalizador disponible por separado.