

FILTRO BACTERIANO-VÍRICO E INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD "CLEAR-THERM 3"

El rango de filtros bidireccionales y de un solo uso de Intersurgical, proporciona una alta y efectiva protección bacteriano-vírica a los pacientes, equipo médico, circuitos respiratorios y equipos de ventilación. Además, los HMEFs resultan altamente eficaces para reducir la pérdida de calor y humedad en las vías aéreas superiores del paciente.

MATRIZ FILTRANTE HIDROFÓBICA ELECTROSTÁTICA

Proporciona una excelente eficacia de filtración.

VALIDADO POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES

Eficacia de filtración validada por Nelson Laboratories Inc. USA, según normativa ISO 23328 partes 1 y 2.

CAPACIDAD DE HUMIDIFICACIÓN

Conforme a normativa ISO 9360-1.

MECANISMO DE SEGURIDAD ANTI-OCCLUSIÓN

Previene de una total oclusión en contacto con líquidos para presiones superiores a 15cm H₂O.

TAPÓN DE SEGURIDAD INTEGRADO

Evita pérdidas accidentales.

CARCASA DOBLE TRANSPARENTE

Aísla la matriz filtrante incrementando su eficacia. Permite la inspección visual de posibles secreciones.

BORDES SUAVES Y REDONDEADOS

Minimiza el riesgo de lesiones al paciente.

CONEXIONES ESTÁNDAR 22F/15M - 22M/15F

DATOS TÉCNICOS

Eficacia de filtración bacteriana	>99.99%
Eficacia de filtración vírica	>99.99%
Retorno de humedad para un VT de 500ml	30.8mg H ₂ O/L
Resistencia a 30L/min	0.8cm H ₂ O
Resistencia a 60L/min	2.1cm H ₂ O
Volumen compresible	60ml
Peso	29g
Volumen tidal mínimo	>200ml
Volumen tidal máximo	1500ml



Ref. I1541



Ref. I1541011



REF.	DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA
I1541	Filtro Humidificador "Clear-Therm 3" con puerto de monitorización de CO ₂	150
I1541011	Filtro Humidificador "Clear Therm 3" con puerto de monitorización de CO ₂ y conexión paciente retráctil recta con memoria	75
I1541012	Filtro Humidificador "Clear -Therm 3" con puerto de monitorización de CO ₂ y conexión paciente retráctil acodada con memoria	75
I1541015	Filtro Humidificador "Clear -Therm 3" con puerto de monitorización de CO ₂ y conexión paciente retráctil con codo de doble giro y tapón "Flip Flop" con doble entrada	75
I1541020	Filtro Humidificador "Clear -Therm 3" con puerto de monitorización de CO ₂ y conexión paciente retráctil con codo de doble giro y puerto 7.6mm	20
I1541060	Filtro Humidificador "Clear-Therm 3" con puerto de monitorización de CO ₂ y conexión paciente alma lisa con codo de doble giro y puerto 9.5mm	20