

Sobre Estéril de 1 Tira de Gasa Rectilínea 10m x 2cm 24 hilos



Descripción del producto

Tira de gasa rectilínea orillada absorbente estéril, de algodón 100% enrollada sobre si misma. La tira se presenta orillada en toda su longitud por ambos laterales para evitar desprendimiento de hilos.

Esterilizado por vapor de agua.

Indicaciones de uso

Tira de gasa orillada absorbente estéril de uso general en curas y cirugía. Las tiras de gasa se usan en taponamientos con fines de hemostasia en nariz, senos paranasales y oídos. También se usan como mechas de drenaje en forúnculos, abscesos, fístulas, etc. Las medidas de mayor superficie se usan especialmente como taponamiento vaginal.

Características funcionales

- Laterales orillados.
- Biocompatible. No causa irritación ni alergias cuando se utiliza.
- Libre de látex.
- Libre de ftalatos.
- Algodón 100%, blanqueado sin cloro.
- Alta absorción.
- Transpirable.

Biocompatibilidad

Ensayos de biocompatibilidad realizados según norma UNE EN-ISO10993 Evaluación biológica de productos sanitarios.

Pruebas

- Citotoxicidad
- Sensibilización
- Irritación o Reacción intracutánea
- Toxicidad sistémica (aguda)
- Hemocompatibilidad

Resultados

Producto no citotóxico
El producto no produce sensibilización
Reacción insignificante
El producto satisface el ensayo de toxicidad sistémica
El producto no presenta efecto hemolítico

FABRICANTE

TEGOSA