

AGUJA PUNCIÓN

ENER QI



Descripción técnica

- Envase: 100 ud
- Procedencia: R.P. China.
- CE0197
- **Triple control de calidad.**
- Elaboradas en **acero inoxidable quirúrgico 18/8 de tipo japonés.**
- **Pulido de las puntas a mano**, no a máquina
- Afilado en "**punta de trigo**" y con recubrimiento en silicona para una inserción indolora en la piel.
- Rigurosos controles de calidad para garantizar su total esterilidad y resistencia a la rotura.
- **Bio-limpieza por ultrasonidos** para eliminar todas las partículas de polvo y residuos del esmeralado.
- Esterilización mediante gas óxido de etileno.
- Numero de lote y fecha de caducidad impreso en cada blíster.

BLISTER INDIVIDUAL CON GUÍA

•	EQ1150	0,16	13	40
•	EQ1151	0,16	25	40
•	EQ1169	0,16	30	40
•	EQ1199	0,20	6,5	36
•	EQ1191	0,20	25	36
•	EQ1123 	0,20	40	36
•	EQ1195	0,22	25	34
•	EQ1100	0,26	13	32
•	EQ1101	0,26	25	32
•	EQ1158	0,26	30	32
•	EQ1102	0,26	40	32
•	EQ1180 	0,30	13	31
•	EQ1144	0,30	75	31
•	EQ1131	0,32	25	30
•	EQ1132	0,32	40	30
•	EQ1133	0,32	50	30