


CATÉTER RÍGIDO DE HISTEROSALPINGOGRAFÍA



DESCRIPCIÓN

Para la inyección de medios de contraste (radiopaco / azul de metileno) en los procedimientos de histerosalpingografía.

Incluyen:

- Un introductor rígido con un aplicador ajustable.
- Un catéter rígido radiopaco de 2 conductos con un balón ovalado de goma termoplástica de 2,5 cc en la parte distal que garantiza un posicionamiento estable del catéter.
- Una válvula para regular el inflado del balón.
- Una abrazadera para evitar el reflujo del líquido.
- Un conector luer-lock hembra para la inyección del medio de contraste.
- Una jeringa de 2,5 cc.

| Code Cód. | Description Descripción | Pièces/boîte Uds./Caja |
|--------------|---|---------------------------|
| 720239 | Ø extérieur 1,67 mm (5 Fr) Ø exterior 1.67 mm (5 Fr) | 10 pièces/uds. |
| 720225 | Ø extérieur 2 mm (6 Fr) Ø exterior 2 mm (6 Fr) | |
| 720251 | Ø extérieur 2,33 mm (7 Fr) Ø exterior 2.33 mm (7Fr) | |

FABRICANTE

RiMos.

Grupo unidix
 Teléfono: +34 91 776 53 63
 Mail: info@clinimark.es

P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid