

Medi-roller Standard



Medi-roller Standard permite desplazar lateralmente al paciente de manera cómoda y segura, sin levantarlo y sin emplear apenas fuerza. Pensado para transferencias entre camas, camillas, mesas de operaciones o rayos X, etc.

Está formado por un núcleo ligero y robusto de polietileno recubierto de una funda de lona de poliéster/PVC soldada por alta frecuencia, obteniendo superficie compacta, ligera y muy resistente. Funda tubular fabricada en tejido de poliamida siliconada que le aporta propiedades ultra deslizantes. Disponible funda desechable, para prevención de infecciones.

MEDI-ROLLER STANDARD

CARACTERÍSTICAS



Radiotransparente
y IRM compatible.




Funda ultra
deslizante



Tabla resistente soldada
por alta frecuencia



Ligero y manejable
Interior de espuma de
Polietileno



2 modelos:
Largo - Plegable
Corto - Una pieza

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Medi-roller

NOMBRE DE PRODUCTO: Medi-roller Standard

USO PREVISTO: Realizar transferencias de pacientes en cama, camilla, mesa de operaciones o rayos-x, etc.

UDI-DI BÁSICO: 843603535TMRNE

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Modelo	Medidas (cm)	Peso (Kg)
TMR6200	Plegable	180 x 50	2,00
TMR6220	Corto	90 x 50	1,00

COLOR

- Tabla azul
- Funda naranja

COMPOSICIÓN

Tabla: Ext: 70% PVC - 30% Poliéster
Int: Polietileno

Funda: Poliamida siliconada
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Tabla: Puede limpiarse con un trapo humedecido en solución acuosa y detergente neutro.

Funda: - Lavado a máquina 60°C - No usar secadora
- No usar lejía - No planchar

- No lavar en seco



RECOMENDACIONES DE HIGIENIZACIÓN

- Para un óptimo control y prevención de infecciones use las fundas de protección desechables (ref. TMR6270).
- Utilice un detergente desinfectante de superficies o toallitas desinfectantes cuando sea necesario. Para higienización de la funda deslizante, lave a máquina a una temperatura de 60°C usando un detergente desinfectante. No usar suavizante, lejía ni otros agentes blanqueantes.

ATENCIÓN

- Carga máxima permitida: 170 Kg.
- Distancia máxima entre superficies: 20cm.

PRESENTACIÓN



- 1 - Medi-roller Standard tabla
- 1 - Medi-roller Standard funda