



## CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE SEGURIDAD CON VÁLVULA

### BD Venflon™ Pro Safety

Estéril, un solo uso. Sin látex.

	Dimensiones Galgas	Dimensiones mm/mm	Código de Color	Referencia	Embalaje
	22G	0,9 x 25 mm	Azul	393222	50 X 10
	20G	1,1 x 32 mm	Rosa	393224	50 X 10
	18G	1,3 x 32 mm	Verde	393226	50 X 10
	18G	1,3 x 45 mm	Verde	393227	50 X 10
	17G	1,4 x 45 mm	Blanco	393228	50 X 10
	16G	1,8 X 45 mm	Gris	393229	50 X 10
	14G	2,0 X 45 mm	Naranja	393230	50 X 10

#### Características

- **Fabricados en BD Vialón™ (poliuretano) radiopaco:** Biomaterial hemocompatible que ofrece cualidades excepcionales de penetración, integridad de la punta y tolerancia. BD Vialón™ se ablanda en el interior de la vena permitiendo reducir el riesgo de flebitis mecánica y la recuperación del flujo por acodamiento. La gran resistencia de BD Vialón™ permite la realización de una punta de catéter más fina y sólida permitiendo una excelente penetración y reduciendo la fuerza de inserción en un 50%.
- **Zona de agarre ergonómica:** fácil de usar y se adapta a diferentes técnicas de agarre.
- **Válvula de acceso unidireccional** con sistema "easy clip": permite tener una vía de acceso suplementaria para administrar medicación sin utilizar aguja, con una sola mano, evitando manipulaciones innecesarias
- **Aletas:** permiten una fijación del catéter a la piel firme y segura.
- Código de color según las normas internacionales ISO

#### Dispositivo de seguridad

Ofrece una seguridad integral de la aguja.

- El mecanismo de seguridad se activa tras la inserción al retirar la aguja, quedando cubierta bajo un protector y protegida por un fuelle de plástico.
- Permite la confirmación de la activación de forma visual y auditiva mediante un "click", proporcionando una total fiabilidad.

#### Método de Esterilización

- Óxido de Etileno (E.T.O)