



# Salem Sump™

## Sonda gástrica Salem

### Sump™ doble lumen de PVC

#### FICHA TÉCNICA

Sonda envasada estéril, de un solo uso, de doble lumen fabricada en PVC termo sensible transparente, para la descompresión y drenaje del estómago secundario a lesiones, enfermedades, cirugía y nutrición enteral.

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Línea radiopaca.
- ✓ Punta redondeada.
- ✓ Múltiples orificios de drenaje.
- ✓ Marcas de profundidad cada 10 cm.

| Código     | Tamaño<br>Fr/Ch | ØDE (mm) | Long (cm) | Caja / Unid.<br>Venta |
|------------|-----------------|----------|-----------|-----------------------|
| 8888264804 | 10              | 3,3      | 91        | 25 udes /caja         |
| 8888264820 | 12              | 4.0      | 120       | 25 udes /caja         |
| 8888264846 | 14              | 4,7      | 120       | 25 udes /caja         |
| 8888264861 | 16              | 5,3      | 120       | 25 udes /caja         |
| 8888264887 | 18              | 6.0      | 120       | 25 udes /caja         |
| 1180264895 | 20              | 6.7      | 120       | 25 udes /caja         |

Salem Sump™

Sonda gástrica Salem Sump™ doble lumen de PVC

FICHA TÉCNICA

#### MATERIAL DE FABRICACIÓN

Exento de látex Sí

Exento de DEHP Sí

PVC Sí

#### REQUISITOS DE ALMACENAJE

No utilizar si el envase está abierto o dañado.

#### MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

Óxido de Etileno (ETO)

#### CADUCIDAD

60 meses

#### ELIMINACIÓN

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para dispositivos médicos.

#### SITUACIÓN LEGAL

Mercado CEE

