

## Descripción general del producto

Eycopad estéril son apósitos oculares de algodón absorbente conforme a DIN 61640-A y a la Farmacopea Europea, con recubrimiento de gasa de algodón puro. Son especialmente suaves y absorbentes, y presentan un excelente efecto de almohadillado mantenido durante largos periodos.

Eycopad estéril lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase I estéril (TÜV 0123).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Eycopad estéril que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Eycopad estéril quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

## Aplicaciones e indicaciones

Como apósitos oftálmicos.

## Referencias


Producto	Formato	Unidades por caja	Ref. HARTMANN
Eycopad® estéril	56 x 70mm	25	415540
Eycopad® estéril	70 x 85 mm	25	417540

## Características del producto

### Composición/Materiales

Gasa superior de 24 hilos: 100% algodón

Algodón no tejido: 100% algodón.



Soporte de algodón

## Características del producto

### Ventajas de producto

#### Poder de absorción

El relleno y la cobertura de algodón ejerce un gran poder de absorción.

#### Protección oftalmológica

Es una compresa indicada para proteger el ojo de agentes externos.

## Características del producto

### Propiedades específicas de producto

No contiene látex

## Requerimientos de producto

#### Dimensiones:

56 x 70 mm ± 4 mm

70 x 85 mm ± 4 mm

#### Peso:

Gasa superior de 24 hilos:

mín. 30 g/m<sup>2</sup>

Algodón no tejido:

aprox. 360 g/m<sup>2</sup>

## Etiquetado

Número de lote de 9+6 cifras (ejemplo):

X	XXX	XX	XX	X	XX	X	X	XX
Año	Orden de producción	de Lote esterilización	de Fábrica	Dígito de control	de Semana de producción	de Día de producción	de Turno de producción	Máquina

Fecha de caducidad (ejemplo):



2015 09  
Año Mes

Caducidad: 5 años

## Acondicionamiento

Los apósitos estériles se envasan individualmente en sobres, estuches y cajas de transporte según normas DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europalets.

**Condiciones de almacenamiento:** conservar en lugar fresco y seco.