

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN

UNIDIX

Tubo endotraqueal con balón fabricado en PVC que se introduce en el tracto respiratorio del paciente sellando la vía aérea a nivel de tráquea para conectarlo a un respirador.

Indispensable en procedimientos de anestesia general para mantener la ventilación y reducir la broncoaspiración.

Esterilizado mediante Óxido de Etileno, un solo uso. Libre de látex y DEHP.

Propiedades balón piloto

Fabricado en PVC y silicona y muelle de acero inoxidable.

- Apariencia: Azul
- Indicativo del inflado del balón.

Propiedades Conector

Fabricado en Polipropileno (PP)

- Apariencia: Blanco

Propiedades Tubo


Fabricado en PVC de grado médico.

- Apariencia: Transparente
- Indicativo numérico del calibre
- Marcaje métrico a lo largo del tubo
- Línea longitudinal de control radiológico

Propiedades Punta

Globo fabricado en PVC elástico de grado médico.

- Apariencia: Transparente.
- Balón circular
- Punta abierta, biselada
- Ojo de Murphy



MODO DE EMPLEO DEL TUBO ENDOTRAQUEAL UNIDIX

- › Seleccionar el calibre y extraer del paquete individual manteniendo su esterilidad.
- › Comprobar que el balón está completamente desinflado.
- › Proceder a intubar e inflar el balón el mínimo necesario para realizar sellado de la vía efectivo.
- › Comprobar la respiración auscultando ambos pulmones y reajustar si es necesario.
- › Corroborar el posicionamiento del tubo viendo su punta mediante una radiografía.

BENEFICIOS

- › Material flexible y resistente a la torsión.
- › Tubo transparente que nos permite ver el interior y detectar casos de reflujo u oclusión.
- › La válvula de inflado permite controlar el volumen de aire del balón. Corroborar su inflado y mantenimiento.
- › El globo se expande simétricamente en todas las direcciones para un sellado completo de la vía.
- › Material biocompatible y 100% exento de látex y DEHP.

DIMENSIONES, REFERENCIAS Y CÓDIGO DE BARRAS

Nº Ø interno	Ø externo	Longitud Nasal/Oral (mm)	Ø balón reposo (mm)	Referencia	Uds.	EAN13
3.5 ± 0.15mm	4.9 ± 0.15mm	185 ± 5.0mm	16.0	833135	10	8432229240400
					100	8432229340407
4.0 ± 0.15mm	5.5 ± 0.15mm	205 ± 5.0mm	16.0	833140	10	8435195221138
					100	8435195231137
4.5 ± 0.15mm	6.2 ± 0.15mm	225 ± 5.0mm	16.0	833145	10	8432229240417
					100	8432229340421
5.0 ± 0.15mm	6.9 ± 0.15mm	245 ± 5.0mm	18.0	833150	10	8432229240431
					100	8432229340438
5.5 ± 0.15mm	7.5 ± 0.15mm	275 ± 5.0mm	18.0	833155	10	8432229240448
					100	8432229340445
6.0 ± 0.15mm	8.2 ± 0.15mm	285 ± 5.0mm	22.0	833160	10	8432229240455
					100	8432229340452
6.5 ± 0.20mm	8.8 ± 0.20mm	295 ± 5.0mm	22.0	833165	10	8432229240462
					100	8432229340469
7.0 ± 0.20mm	9.6 ± 0.20mm	305 ± 5.0mm	26.0	833170	10	8432229240479
					100	8432229340476
7.5 ± 0.20mm	10.2 ± 0.20mm	315 ± 5.0mm	26.0	833175	10	8432229240486
					100	8432229340483
8.0 ± 0.20mm	10.9 ± 0.20mm	325 ± 5.0mm	28.0	833180	10	8432229240493
					100	8432229340490
8.5 ± 0.20mm	11.5 ± 0.20mm	325 ± 5.0mm	28.0	833185	10	8432229240509
					100	8432229340506
9.0 ± 0.20mm	12.1 ± 0.20mm	325 ± 5.0mm	29.0	833190	10	8432229240516
					100	8432229340513
9.5 ± 0.20mm	12.7 ± 0.20mm	325 ± 5.0mm	29.0	833195	10	8432229272203
					100	8432229372200

Fabricados para GRUPO UNIDIX en conformidad con la directiva 93/42/EEC. Producto Clase IIa.

En cumplimiento con las normas EN ISO 5361:2016 de tubos traqueales y conectores. Esterilidad conforme EN ISO 11135:2014/A1:2019, EN 556-1:2001/AC:2006, EN ISO 11737-1 y 2. Evaluación biológica, sensibilidad y citotoxicidad conforme EN ISO 10993-1, 5, 7, 10 y 23. Simbología y empaquetado acorde EN ISO 15223-1:2021. Aseguramiento de la calidad conforme EN ISO 13485:2016.