



DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Equipo totalmente desechable para la toma de muestras de tejido endometrial por legrado y aspiración para su procesamiento histocitológico. Impide que la muestra obtenida se salga de la jeringa gracias al sistema de bloqueo Lock Spring. El equipo queda cerrado previniendo la contaminación de la muestra.

De un solo uso. Estéril.

Producto sanitario de un solo uso con marcado CE según Directiva Europea 93/42/CEE. Clase IIa.

MATERIAL / MATERIAL

Contiene:

- 1 cánula curva semirrígida de 25 cm de longitud y punta redondeada con escala de 2 cm (4 a 12 cm), con orificio cortante de 4,5 mm en extremo distal, de 3 mm de Ø y con conector
- 1 jeringa 10 cc con cono luer lock y sistema de bloqueo Lock Spring (muelle metálico incorporado en el émbolo)

PRESENTACIÓN / PACKAGING

Envase unitario en bolsa peel-pack.
Embalaje en caja 25 unidades.

ESTERILIZACIÓN / STERILIZATION

Óxido de Etileno (OE).