

CELOX RAPID VENDA 7,6 cm. X 1,5 EN Z. SPA



DESCRIPCIÓN

- Detiene hemorragias de leves a severas rápidamente. CELOX™ trabaja independientemente del proceso fisiológico de coagulación, no genera un proceso de coagulación en cascada, únicamente coagula la sangre que entra en contacto directo con él.
- Detiene rápidamente el sangrado severo, arterial (de alta presión) o venoso.
- Envasado plegado en Z optimizado para botiquines
- Efectivo en condiciones hipotérmicas.
- Efectivo en sangre con anticoagulantes.
- Eficaz aplicando menos de un minuto de compresión.
- Estéril.
- Fácil de aplicar.
- No genera reacciones alérgicas (No contiene proteínas animales)
- ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO POR PROFESIONALES ENTRENADOS

Grupo unidix Teléfono: +34 91 776 53 63 Mail: info@clinimark.es