

I-DEW FLOW - Fluoresceína Tiras Estériles



Descripción

Fluoresceína tiras estériles I-DEW FLO es un producto indicado para profesionales de la salud.

Tiras fluoresceína i-dew flo caja 100 unidades están impregnadas con 1 miligramo de fluoresceína sódica, **para evaluar el ajuste de las lentes de contacto**, problemas de la córnea o el tejido conjuntivo y para tonometría.

Su uso está indicado para la evaluación de:

- Lentes de contacto.
- Problemas en la córnea (úlceras, queratitis, etc...)
- Problemas en el tejido conjuntivo.
- Tonometría de aplanación.
-

Cada tira está impregnada con 1 mg de fluoresceína de sodio.
Contenido del envase: 100 tiras estériles.

Fluoresceína Óculos es un colorante que se utiliza en adultos (18 años y mayores) como medio de contraste para ver los vasos sanguíneos del fondo de ojo y del iris, mediante una técnica llamada angiografía por fluorescencia.

