



MEMORIA ANALITICA

Marca Comercial:	Catéter para embolectomía arterial Fogarty			
Ref. Fabricante:	(ver detalle)		Unidad mínima de venta	Tubo 1 ud.
	Ref. comercial	Longitud (cm)	Tamaño (Fr)	Diám. balón inflado (mm)
	120602F	60	2	4
	120403F	40	3	5
	120403FS(*)	40	3	5
	120803F	80	3	5
	120803FS(*)	80	3	5
	120404F	40	4	9
	120804F	80	4	9
	120805F	80	5	11
	120806F	80	6	13
	120807F	80	7	14
	120404FF (**)	40	4	9
	120804FF (**)	80	4	9
Indicaciones:	Para eliminación de émbolos y trombos recientes y blandos de los vasos en el sistema arterial.			
Descripción:		Técnica de inserción del balón en el catéter mediante ajuste manual. Catéter semirrígido con las siguientes especificaciones técnicas: - Balón de látex atraumático en su extremo distal: presenta una simetría que le permite contactar de manera uniforme con las paredes del vaso sanguíneo garantizando una presión uniforme y tracción precisa. La punta redondeada dúctil facilita la inserción reduciendo la aparición de traumas, punciones arteriales y avulsión de placa. - Tamaño del catéter impreso en el cuerpo del mismo - Capacidad máxima del balón impresa en el conector - Marcas de graduación impresas en el cuerpo del catéter - Etiquetado en código de colores para facilitar la identificación por diámetro. - Empaquetado en bolsa semirrígida con un pequeño tubo de plástico en el interior del paquete para garantizar que el catéter se mantiene recto. - Cada embalaje incluye un colgador de plástico compatible con la rejilla para catéteres Fogarty para el almacenamiento de catéteres individuales. - El embalaje permite dejar caer el catéter con facilidad en el campo estéril o transferirlo. - (*) Disponible con estilete - (**) Tipo Fortis: Indicado para una eliminación más agresiva de émbolos y trombos del sistema arterial, con un diseño y materiales que aportan mayor durabilidad y resistencia a fuerzas de tracción. Incluye estilete.		
 Tipo Fortis 				
Marcado CE:	Tiene marcado CE, emitido por el departamento de Certificaciones de TÜV PRODUCT SERVICE GmbH (Organismo notificado número 0123)			
Método de esterilización	Óxido de etileno			