

VASO HUMIDIFICADOR AQUAFLOW

El vaso humidificador AquaFlow de Intersurgical funciona mediante un proceso de humidificación por borboteo que consigue que el oxígeno seco obtenga niveles de humedad próximos a los del ambiente.

El gas seco proveniente de la fuente es dirigido hacia el vaso, donde se rompe en pequeñas burbujas que ganan en humedad a medida que suben a la superficie del agua.

BAJO RUIDO

Proporciona un entorno clínico silencioso y mejora el confort del paciente.

ROSCA NORMALIZADA

Adaptable a todo tipo de caudalímetros con rosca 9/16-18.

CON VÁLVULA DE DESCOMPRESIÓN

Indica al usuario de la existencia de posibles restricciones de flujo y previene frente a posibles daños de los concentradores de oxígeno.

UNIVERSAL

Compatible con la mayoría de botellas de agua estéril del mercado. También existe versiones con vaso, de 120ml o de 500ml, para rellenar con agua estéril.

DOS CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Puede utilizarse tanto en el hospital como a domicilio.



Ref. I1507



Ref. I1521



| REF. | DESCRIPCIÓN | UDS./CAJA |
|-------|------------------------------------------|-----------|
| I1507 | AquaFlow con vaso de 500ml | 20 |
| I1521 | AquaFlow domiciliario con vaso de 120 ml | 20 |