

FICHA TÉCNICA

INDICACIONES:

Cepillo/España con **Povidona yodada 7.5 %** indicado para el lavado y antisepsia de manos del personal técnico-sanitario. Un sólo uso, lavado antiséptico para piel sana. Lavado de manos en zonas de alto riesgo. Higiene del paciente preoperatorio. Para uso prequirúrgico.

COMPOSICIÓN:

CEPILLO: Polietileno

ESPONJA: Espuma de poliuretano

ANTISÉPTICO:

Povidona Yodada7.5%

Excipientescsp 100%

20 ml aprox

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido

Color: Marrón

Densidad: 1.04 ± 0.035 g/ml

MEDIDA UNIDAD DE PRODUCTO:

80x50x37 mm. ±2.5 mm



MODO DE EMPLEO:

Lavar las manos con agua, sacar el cepillo del envoltorio ayudándose de la apertura fácil ubicada en un extremo del envase. Aplicar el antiséptico de 3 a 5 minutos frotando con el cepillo y la esponja, insistiendo en las zonas interdigitales y uñas y posteriormente enjuagar y secar con toallas desechables o aire caliente.

CARACTERÍSTICAS :

Cepillo con cerdas unido a una suave esponja. Diseño anatómico para obtener una mayor comodidad y flexibilidad para el usuario.

ADVERTENCIAS:

Solo para uso externo. Evítase el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles de la piel. Irrita los ojos y ligero irritante de piel. Posible hipersensibilidad en contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos lavar inmediata y abundantemente con agua. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. No utilizar en personas sensibles a sus componentes ni durante tiempo prolongado. No utilizar con derivados mercuriales. No utilizar en neonatos, ni en mujeres en el periodo peri natal, ni durante el periodo de lactancia. No utilizar en personas con alteraciones tiroideas. En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio Médico de información Toxicológica, Telf.: 91 562 04 20.

Almacenar a temperaturas comprendidas entre 5º y 30ºC

PRESENTACIÓN:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UN/CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO (Kg)
0030210	DISPOMEDIC SCRUB P (caja con apertura lateral)	100	38 x 21 x 35	3.5
0030210C	DISPOMEDIC SCRUB P 15 dispensadores de 30 unidades	450	60 x 39.5 x 50.5 (dispensador 49.5x12.5x11.7)	18

CUMPLE CON:

EC Directive 98/8/CE Directiva Biocidas. Transposición a la legislación Española en Real Decreto 1054/2002.

prEN 12054 "Actividad bactericida de un producto para la desinfección higiénica y el lavado higiénico de las manos" (fase 2/etapa1)

EN ISO 12791:2005 Antisépticos y desinfectantes químicos. Desinfección quirúrgica de las manos. Requisitos y métodos de ensayo (fase 2/etapa 2).

UNE-EN 1276:2010 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en el área alimentaria, industrial, doméstica e institucional. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

Nº AEMPS: 448 DES