

## TAPÓN CON PUNTO DE INYECCIÓN “POLYMED”

Dispositivo para uso complementario al acceso venoso a paciente durante la terapia intravenosa.

Tapón tipo Luer-lock macho que dispone de un punto de para administración puntual de medicación.

Empaquetados unitariamente y esterilizados mediante Óxido de Etileno.

Un solo uso, desechable. 100% exento de látex.

### Características

Fabricado en ABS

- Apariencia: Transparente.
- Con zona para inyección de medicamentos fabricada con Isopreno.
- Conexión Luer-lock macho.



### MODO DE EMPLEO TAPÓN CON PUNTO DE INYECCIÓN “POLYMED”

- › Extraer del embalaje unitario manteniendo su esterilidad.
- › Conectar en el terminal deseado mediante giro.
- › Para inyectar medicación, desinfectar primero la superficie.

### BENEFICIOS

- › Permite administrar medicación sin necesidad de manipular las conexiones o realizar desconexiones en la línea venosa del paciente.
- › Elimina del uso tapón nuevo cada procedimiento y/o la pérdida de los mismos.
- › Agiliza la técnica de administración en bolo.
- › El material transparente permite visualizar el interior y mantener limpia la conexión.
- › Diseño con textura para favorecer el manejo incluso con guantes.
- › Empaquetado individualmente en blíster de 3 en 3 que facilita el almacenamiento y evita la pérdida unitaria.
- › Material 100% exento de látex y DEHP.

### REFERENCIA, UNIDADES Y CÓDIGO DE BARRAS

REFERENCIA	UNIDADES	EAN13
13355	300	8902095133552
	3000	8432229620769

Fabricado en conformidad con la Directiva 93/42/EEC. Producto Clase IIa. Marcado CE0123

ISO 10993 evaluación biológica de dispositivos médicos, ISO 11135-1 esterilización, ISO 14644 salas limpias y entornos controlados. Envasado y etiquetado acorde EN 11607-1 EN 868-5 y EN 1041. EN ISO 13485:2012 sistemas de gestión de calidad.