

ATOMIZADOR CONEXION LUER LOCK - CAJA DE 25 UDS



Descripción técnica

Los atomizadores nasales ATOREX son una herramienta de administración de medicación segura, fácil y rápida a través de la mucosa nasal. Proporcionan una atomización fina de partículas de entre 30-100 micras que se absorbe rápidamente a través de la mucosa hasta el torrente sanguíneo.

Especificaciones principales

- Adaptador nasal de forma cónica: fabricado en material suave que se adapta al orificio nasal.
- Conexión hembra Luer Lock: asegura una conexión segura y fiable con la jeringa.
- Jeringa graduada en 0.1 ml: permite una dosificación precisa de la medicación.
- Variedad de modelos: AN02NS con jeringa de 3 ml, AT02-11NS con jeringa de 3 ml y atomizador nasal/orofaríngeo con extensión de 11cm, y AT02-21NS con jeringa de 3 ml y atomizador nasal/orofaríngeo con extensión de 21cm.

Beneficios de los Atomizadores nasales ATOREX

Los atomizadores nasales ATOREX ofrecen una forma indolora de administrar medicación, sin necesidad de acceso intravenoso. Su uso es simple y no requiere de entrenamiento previo, lo que facilita su aplicación en diversos contextos de atención sanitaria.

Absorción rápida y segura

La fina atomización que proporcionan los Atomizadores nasales ATOREX permite que la medicación sea absorbida rápidamente por la mucosa nasal hasta el torrente sanguíneo. Esta rápida absorción puede ser crucial en situaciones donde se requiere una administración rápida de medicamentos. Los Atomizadores nasales ATOREX son una opción confiable y eficiente para la administración de medicación nasal. Su facilidad de uso, junto con su capacidad para proporcionar una administración de medicación rápida y efectiva, los convierten en una excelente elección para profesionales de la salud en diversas situaciones clínicas.

- Adaptador nasal cónico fabricado en material blando que se adapta a la fosa nasal del paciente
- Jeringa graduada con marcas cada 0,1 ml, permite cuantificar los fármacos a administrar.
- Al aplicar alta presión al pistón de la jeringa, los dispositivos ATOREX atomizan los medicamentos en una fina niebla de partículas de 30 a 100 micrones de tamaño