

Ficha Técnica

Código	Nombre	Lote Venta	Cód. Barras
		Marca CE	Unid/Caja
1500XX	LMA PROSEAL C/GAST REUTILIZABLE		
	Mascarilla laríngea de segunda generación con acceso gástrico LMA PROSEAL fabricada en silicona. Proporciona un correcto sellado hasta una presión de 30cmH2O. Indicada para cualquier procedimiento donde la mascarilla laríngea es recomendada, pacientes con reflujo moderado, intervenciones que requieran cambios de posición, procedimientos largos, pacientes con náuseas, rescate de la vía aérea, pacientes diabéticos y asmáticos. Con canal gástrico integrado diseñado para la succión y/o descompresión del estómago, mantener la vía aérea aislada de la regurgitación activa o pasiva y la comprobación de la correcta posición de la mascarilla (Second Seal). Bloqueo antimordida integrado, válvula liberadora de presión para prevenir la ruptura durante la esterilización, balón precurvado para prevenir la obstrucción epiglótica, balón piloto con tapón rojo, lengüeta para favorecer su inserción, conector de 15mm, refuerzo anillado en el tubo que favorece su flexibilidad y evita acodamientos. Volumen máximo de llenado del balón: 4ml. La presión máxima recomendada del balón es de 60cmH2O. Información de producto impresa en el tubo. Fabricada en silicona médica. Reutilizable. Autoclavable a un máximo de 135°. Permite hasta 40 esterilizaciones. Si n lŞtex. Lote de venta unitario.		