



SHILEY™

Cinta de Fijación Para Cánula de Traqueotomía

FICHA TÉCNICA

Ref: TTH

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El soporte TTH para cánulas de traqueotomía es un cómodo sistema de dos piezas adaptable a todos los tamaños para ajustar todas las cánulas de traqueostomía
- Este sistema está hecho con espuma laminada revestida de algodón transpirable con sujeciones de Velcro®

INDICACIONES

- Fije el tubo de traqueostomía Shiley™ al paciente empleando el soporte del tubo de traqueotomía TTH o las cintas de fijación para el cuello que se proporcionan con el dispositivo
- Pase las sujeciones estrechas de Velcro® por las ranuras del reborde y péguelas a las lámina de espuma
- Ajuste las bandas hasta alcanzar la longitud correcta alrededor del cuello del paciente y pegue una tira ancha de Velcro® en la banda. Corte la tira sobrante.
- El soporte de tubo de traqueostomía TTH Shiley™ no deberá limpiarse ni volver a usarse

Soporte para cánulas de traqueotomía de dos piezas adaptable a todos los tamaños
Material hecho con espuma y revestido de algodón transpirable con sujeciones de Velcro®

Código	Descripción	Caja / Unid. Venta
TTH	Soporte para cánula de traqueostomía	10 unid./caja

SHILEY™

Cinta de fijación para las cánulas XLT

FICHA TÉCNICA

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Exento de látex Sí

Exento de DEHP Sí

REQUISITOS DE ALMACENAJE

No utilizar si el envase está abierto o dañado.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

Óxido de Etileno (ETO)

CADUCIDAD

60 meses

ELIMINACIÓN

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para dispositivos médicos.

SITUACIÓN LEGAL

Marcado CE
