

GEL LUBRICANTE OPTILUBE



Composición:

- **Agua Purificada** : Base principal del producto, asegura la disolución y suavidad.
- **Polietilenglicol (PEG)** : Agente lubricante de acción prolongada.
- **Glicerina** : Hidratante, contribuye a la suavidad y protección de las superficies.
- **Ácido 4-Hidroxibenzoico Éster** : Conservante utilizado para prevenir el crecimiento microbiano.
- **Hidróxido de sodio** : Ajuste de pH para mantener la compatibilidad con la piel y mucosas.

Aplicaciones:

- Inserción de catéteres y dispositivos médicos
- Exámenes ginecológicos y urológicos
- Endoscopia
- Lubricación de conservantes :
- Exámenes digitales e instrumentales