



Ficha técnica

Dispositivo de sujeción Foley

Referencia(s)

Referencia	Ancho (cm)	Largo (cm)	Uso recomendado	Imágenes
ATA24ZT	10,5	6,1	Catéter urinario Tubo de drenaje	
FCS200ZT	11,4	7,6		

Descripción

El dispositivo de sujeción Foley sirve para fijar catéteres urinarios y evita la frustración que experimentan los cuidadores y los pacientes cuando tratan de mantener en su sitio un catéter de Foley.

El dispositivo de sujeción Foley es fácil de colocar y de retirar y funciona prácticamente con catéteres de cualquier tamaño. Su largo periodo de uso reduce el tiempo de enfermería y evita el desprendimiento del catéter.

El dispositivo de sujeción Foley reduce el riesgo de infecciones del tracto urinario asociadas a catéter (CAUTI).

Materiales principales

Revestimiento: Papel tratado con silicona
Cinta de sujeción: silicona
Adhesivo de grado médico
Base: Espuma de PVC (FCS200ZT)/PE (ATA24ZT)

Cantidad por caja

50 unidades por caja

Envasado

Bolsa
Una caja de cartón contiene todas las unidades

Fabricante

Centurion Medical Product Inc. (una empresa de Medline)
EN ISO 13485

Normativa

De acuerdo con la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE
Clase: I estéril

Ciclo de vida útil

5 años



© 2019 Medline Industries Inc. o una de sus filiales.
Todos los derechos reservados.

LIT-Foley Anchor-ES01

01.INT.03.30