

TRANSDUCTOR ESP.DATOSPIR 110/1



DESCRIPCIÓN

Referencia catálogo: 90.102.47

Descripción: Transductor desechable para Espímetro Datospir 110C.

Uso: Prevención de la contaminación del equipo de exploración funcional. Permite la realización de numerosas pruebas en un mismo paciente. Está precalibrado individualmente para asegurar su exactitud.

Escala de medida: Flujo de 0 a +/- 16l/s; volumen de 0 a 10 l.

Exactitud de flujo- volumen:

⌘ Según ATS y ERS $\pm 5\%$ o 200 ml/s en flujo (el que sea mayor).

⌘ Según ATS y ERS $\pm 3\%$ o 50 ml/s en volumen (el que sea mayor)..

Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE: Clase IIa

Resistencia dinámica: $< 2.50 \text{ cmH}_2\text{O}$ @ 14 l/s (ATS)

Dimensiones: 135x40x30 mm.

Peso: 200gr. aproximadamente.

Observaciones: No contiene filtros. Es de fácil aplicación. No hay riesgos de contaminación.