

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

TALLAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES

VARIANTES DE PRESENTACIÓN

Referencia	Descripción	Unidades/ Estuche	Unidades/ Caja
20010EM	TALLA DE TISU 50X40 CM.	250	500
20017EM	TALLA DE TISU 50X40 CM ESTERIL	200	400
20020EM	TALLA DE TISU 50X60 CM.	200	400
20027EM	TALLA DE TISU 50X60 CM ESTERIL	175	350
20040EM	TALLA DE TISU 100X60 CM.	100	200
20047EM	TALLA DE TISU 100X60 CM. ESTERIL	100	200
20120EM	TALLA DE TISU 75 x 60 CM.	150	300
20127EM	TALLA DE TISU 75x70 CM. ESTERIL	125	250
20130EM	TALLA DE TISU 75X80 CM.	160	320
20137EM	TALLA DE TISU 75x80 CM. ESTERIL	100	200
20140EM	TALLA DE TISU 100X80 CM.	80	160
20147EM	TALLA DE TISU 100X80 CM. ESTERIL	75	150
20190EM	TALLA DE TISU 75X200 CM.	40	80
20197EM	TALLA DE TISU 75X200 CM. ESTERIL	50	100
20300EM	TALLA DE TISU 150X100 CM.	40	80
20307EM	TALLA DE TISU 150X100 CM. ESTERIL	40	80
20320EM	TALLA DE TISU 150X140 CM.	40	80
20327EM	TALLA DE TISU 150X140 CM. ESTERIL	35	70
20350EM	TALLA DE TISU 150x200 CM.	20	40
20357EM	TALLA DE TISU 150x200 CM. ESTERIL	20	40

INDICACIONES


Material genérico para higiene y protección.

Múltiples utilidades. En función del tamaño pueden utilizarse para cubrir superficies, instrumentos, a modo de cubrecamilla, sábana, etc.

DESCRIPCIÓN

Talla absorbente compuesta de papel tisú plastificado. La capa plastificada le confiere impermeabilidad (efecto barrera) mientras que el tisú confiere alta capacidad de absorción de líquidos. Ambos materiales están unidos mediante un sistema de laminación.

Se presenta en distintas medidas (ver variantes de presentación).



MATERIALES

Capa absorbente: papel tisú blanco 100% celulosa de 27g/m²

Capa impermeable: polietileno azul de 28 g/m²

Producto libre de látex.

PROPIEDADES

Las presentaciones estériles, su impermeabilidad y el resto de sus propiedades los hacen especialmente útiles para su empleo en salas limpias.

ABSORCIÓN: 300 % H₂O / 170 gr H₂O/m² (ASTM D1117-30 SEC5)

FUERZA ROTURA POR TRACCIÓN EN SECO:	MD (N/5cm): 27 (EDANA 20.2-89)
	CD (N/5cm): 16

FUERZA ROTURA POR TRACCIÓN EN HÚMEDO:	MD (N/5cm): 15 (EDANA 20.2-89)
	CD (N/5cm): 12

MEDIDAS Y UNIDADES POR CAJA

Ver apartado de variantes de presentación.

ENVASADO

El producto se suministra en cajas de cartón que contienen dos estuches cada una. Tanto los estuches como las cajas contienen una etiqueta en la que se indica:

Referencias No Estériles:

- Código y descripción del producto
- Lote
- Unidad caja
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad
- Marca CE
- Código de barras EAN 128
- Indicación de un sólo uso
- Razón social de la compañía distribuidora
- Fabricante

El producto no estéril va envasado directamente a granel en el interior de cada estuche.

Referencias Estériles:

- Código y descripción del producto
- Lote
- Unidad caja
- Fecha de Esterilización
- Método de esterilización con óxido de etileno
- Fecha de caducidad
- Marca CE y número de organismo notificado 0123
- Código de barras EAN 128
- Indicación de un sólo uso
- Razón social de la compañía distribuidora
- Fabricante

El producto estéril va envasado individualmente en el interior de un envase primario compuesto de papel médico y material complejo, debidamente etiquetado. Utilizar solamente si el envase está intacto.

CONSERVACIÓN

Conservar el producto en condiciones habituales de material sanitario.