

CÁNULA DE GUEDEL UNIDIX

También llamado tubo de Mayo.

Cánula de uso médico fabricada en polietileno para abrir la vía aérea a través del conducto orofaríngeo normalmente en situaciones de emergencia.


Con este dispositivo evitamos que la lengua cubra la epiglotis y bloquee el tracto respiratorio; manteniendo la vía aérea permeable.

Producto envasado individualmente y esterilizado mediante Óxido de Etileno. Un solo uso, desechables.

Propiedades tubo

Composición polietileno (PE)

- Apariencia: Blanco translúcido.
- Punta redondeada, atraumática.
- Curvatura anatómica



Propiedades boquilla exterior

Composición polioximetileno (POM)

- Diferentes colores para cada uno de los calibres disponibles.
- Marcado numéricamente con la longitud la cánula (en cm)

MODO DE EMPLEO DE LA CÁNULA DE GUEDEL UNIDIX

- › Seleccionar el calibre deseado y extraer del envase individual manteniendo su esterilidad.
- › Posicionar la curva boca abajo, dejando la punta apuntando hacia el paladar.
- › Introducir primero la punta y avanzar hasta la mitad.
- › Girar 180º mientras se continúa insertando el tubo.
- › La cánula estará bien colocada cuando la pestaña exterior descansa sobre los labios del paciente.

BENEFICIOS

- › Material que mantiene la cánula semirrígida.
- › Forma anatómica que facilita la inserción; curvatura de la cánula acorde a curvatura natural del conducto orofaríngeo.
- › Codificado por colores para su rápida identificación según tamaño, acorde al estándar.
- › Material 100% exento de látex y DEHP.

DIMENSIONES, REFERENCIAS Y CÓDIGO DE BARRAS

Número		Diámetro interno	Longitud	Referencia	Uds.	EAN13
000	Pink	3.0 mm	40 ± 2.5 mm	76820005000	1	8432229148218
					50	8432229248215
					500	8432229348212
00	Blue	3.5 mm	50 ± 2.5 mm	7682000500	1	8435195311112
					50	8432229239220
					500	8432229339227
0	Black	4.0 mm	60 ± 2.5 mm	768200050	1	8432229143596
					50	8432229243593
					500	8432229343590
1	White	4.0 mm	70 ± 5 mm	76820051	1	8435195311136
					50	8432229239237
					500	8432229339234
2	Green	4.5 mm	80 ± 5.0 mm	76820052	1	8435195311143
					50	8432229239244
					500	8432229339241
3	Yellow	4.5 mm	90 ± 5.0 mm	76820053	1	8435195311150
					50	8432229239251
					500	8432229339258
4	Red	5.0 mm	100 ± 5.0 mm	76820054	1	8435195311167
					50	8432229239268
					500	8432229339265
5	Orange	5.5 mm	110 ± 5.0 mm	76820055	1	8435195311174
					50	8432229239275
					500	8432229339272
6	Purple	5.5 mm	120 ± 5.0 mm	76820056	1	8432229148294
					50	8432229248291
					500	8432229348298

Fabricadas para GRUPO UNIDIX en conformidad con la Directiva 93/42/ECC. Producto Clase I, estéril.

En cumplimiento con las normas EN ISO 5364:2016 de cánulas orofaríngeas. Esterilidad conforme EN ISO 11135:2014/A1:2019, EN 556-1:2001/AC:2006, EN ISO 11737-1 y 2. Evaluación biológica, sensibilidad y citotoxicidad conforme EN ISO 10993-1, 5, 7, 10 y 23. Simbología y empaquetado acorde EN ISO 15223-1:2021. Aseguramiento de la calidad conforme EN ISO 13485:2016.