

SUJETADOR NASAL PARA SONDAS



DESCRIPCIÓN

Soporte nasal para sondas gástricas Dormo®-Nas, no estéril, de un solo uso cuyo uso previsto es actuar como inmovilizador de sondas gástricas reduciendo el riesgo de úlceras de decúbito gástricas e irritación de las fosas nasales.

- Fácil colocación. Cómodo para pacientes y profesionales.
- Sustituye esparadrapos, hilos de seda y tiras adhesivas.
- Gran poder de fijación, sin alergias.
- No se ensucia.
- Evita úlceras por decúbito en los tejidos nasales.
- Elimina el riesgo de acodaduras en las sondas.
- La profundidad de inserción del catéter se puede ajustar a voluntad. Evita úlceras gástricas al facilitar el reposicionamiento del catéter.
- Este producto está libre de látex natural, ftalatos y compuestos de origen animal o biológico.

Referencia	Paciente	Calibre sondas compatibles
7500	Adulto	14 – 16 – 18

• **Soporte adhesivo:**

Aluminio / PET

Sarja con adhesivo acrílico biocompatible.


• **Sujetador sonda:**

Stick de policarbonato con refuerzo de foam.

• **Envase primario:**

Bolsa: Film de PET / aluminio / PE.

Propiedades físicas y dimensionales



	REF 7500
Medidas stick	63 x 17mm
Apertura soporte	5,0 x 6,0mm
Sarga adhesiva	120 x 25mm
Tira de aluminio	60 x 13mm

Biocompatibilidad

- ISO 10993-5: No citotóxico
- ISO 10993-10: No sensibilizante
- ISO 10993-10: Test de irritación intracutánea negativo.

Conclusión: el producto es biocompatible.

Esterilización y caducidad

- Producto no estéril.
- Caducidad: 5 años a partir de la fecha de fabricación.

Conservación y mantenimiento

- Manténgase protegido de la luz solar directa/intemperie.
- Mantener en un lugar seco.
- Producto de un solo uso. No precisa mantenimiento.
- Limitación de temperatura: 5-30°C.

FABRICANTE

TELIC