

# Gel Aquasonic 260 Gr.



## DESCRIPCIÓN

**Referencia Catálogo:** 99.800.30

**Descripción:** Gel para pruebas de ultrasonido.

**Función:** Facilitar las pruebas de ultrasonido conduciendo las ondas de la sonda del equipo.

**Composición:** Fórmula única de Paker Laboratories

**Color:** Azul

**Presentación:** Frascos de PE opaco de 260 ml.

**Embalaje:** Caja de 12 frascos

**Estado de suministro:** No estéril

**Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/EC y 2007/47/EC:**

Clase I

**Precauciones:** No utilizar en desfibrilación. Solo uso externo.

**Látex:** Exento

**Almacenaje y condiciones de uso:** Para su uso se deben seguir las instrucciones del equipo.

Evitar la luz directa del sol, el exceso de humedad y mantener a una temperatura estable. No limpiar con productos especialmente agresivos. Limpiar después de cada uso.