


Jeringas de un solo uso de 3 piezas con y sin aguja.

**Para la administración segura y fiable de sustancias inyectables y extracción de fluidos corporales.**



Presentación:  
Cajas de 100 unidades envasadas individualmente en blister.

- La alta transparencia y calidad de impresión de la escala permiten una gran precisión de inyección y facilitan el manejo de la jeringa mejorando así la seguridad y la eficacia.
- Clara identificación de la información y características relativas a la jeringa en cada envase.
- Los códigos de barras impresos en todos los envases facilitan la identificación, la trazabilidad y las manipulaciones logísticas.
- Los códigos nacionales en todos los envases permiten al colectivo de farmacia una fácil identificación.
- Presentación uniforme en blisters individuales y cajas de 100 unidades (25 para las jeringas de 50 ml).
- Con aguja indolora, gracias al triple biselado de la punta y a la lubricación con aceite de silicona de grado médico.

## Jeringas de un solo uso de 3 piezas con y sin aguja.

### Con aguja

Volumen jeringa	Diámetro x longitud de la aguja (mm)	Diámetro (gauge) x longitud (pulgadas)	Tipo de cono	Referencia Novico Médica	C.N.
2,5 ml	0,6 x 25	G23	Central	N14002	-
2,5 ml	0,7 x 30	G22 1 3/16"	Central	N14005	379826.6
2,5 ml	0,8 x 40	G21 1 1/2"	Central	N14008	379818.1
5 ml	0,7 x 30	G22 1 3/16"	Central	N14010	379800.6
5 ml	0,8 x 40	G21 1 1/2"	Central	N14011	379792.4
5 ml	0,9 x 25	G20	Central	N14019	379784.9
10 ml	0,7 x 30	G22 1 3/16"	Central	N14022	379776.4
10 ml	0,8 x 40	G21 1 1/2"	Central	N14025	379768.9
10 ml	0,9 x 25	G20 1"	Central	N14028	379750.4
20 ml	0,8 x 40	G21 1 1/2"	Excéntrico	N14032	379743.6

### Sin aguja

Volumen jeringa	Tipo de cono	Referencia Novico Médica	C.N.
2,5 ml	Luer Central	N15649	379651.4
5 ml	Luer Central	N15651	379636.1
10 ml	Luer Central	N15652	379610.1
10 ml	Luer Excéntrico	N15656	359075.4
20 ml	Luer Excéntrico	N15659	379594.4
50 ml	Luer Excéntrico	N15671	379693.4
50 ml	Luer Lock	N15675	379685.9
50 ml	Luer Catheter	N15679	379677.4

- Amplia gama en las versiones, con y sin aguja, con cono Luer, Luer Lock y Catheter.
- Cilindro y vástago de polipropileno no tóxico de alta transparencia.
- Envasadas en blister unitario termosellado constituido por un film de polietileno y papel con soporte de polietileno, que garantiza una total seguridad y hermeticidad.
- Esterilizadas con óxido de etileno según EN 550, ISO 11135 y validado mediante indicador biológico "Esporas de Bacillus Subtilis ATCC 9372".
- Caducidad: 5 años desde su esterilización.
- Clasificación: IIa
- Producto libre de halógenos y de látex. 
- Cánula de acero Cr18Ni9Ti.
- Lubricada externamente con aceite de silicona de grado médico.
- Producto conforme a la Directiva 93/42 CEE de 14 de junio de 1993, Organismo notificado SGS UK.

#### Atención:

Verificar la integridad del envase unitario antes de usar, no se debe utilizar si se encuentra dañado el embalaje individual o si se ha excedido del período de caducidad.

Utilizar sólo con aguja hipodérmica.

Tras su uso, desechar según indica la normativa vigente respetando el Medio Ambiente.

No aptas para usar con paraldehidos.